



概要

真空ポンプメーカーが提供する真空デシケータです。

規格・寸法

容量:3.3L

内寸:底面φ165×上面φ145×高さ175

圧力:13.3Paまで保証

ベース:4ポート(封止栓×2,ホース口φ9×2付属)

カバー材質:ポリカーボネート

ベース材質:アルミ

Oリング材質:FPM

質量:3.0kg

最大寸法;W225×L213×H235

特徴及び使用上の注意

低真空から中真空まで使用可能。

内部が見やすくクリアな視認性。


4つの接続ポートで多目的に使用可能。

バルブセット2式を標準装備。

ロック機能があり安心。

金属ベースで高いシール性と高強度を実現。

寸法図および対応表



アルバック機工株式会社

〒881-0037

宮崎県西都市大字茶臼原291-7

TEL:(0983)42-1411(代)

FAX:(0983)42-1422