

真空デシケータ 販売キャンペーン



高性能デシケータを
特別価格でご提供します

1月から3月までのご注文分
限定20台
今だけのチャンスです

- ・ほかにはない高真空仕様。
- ・市販の電流導入・熱電対導入ポート付き。
- ・様々なオプションが選べる4つのポート。
- ・360°透明で、内部が観察しやすい。



◀ 別売りの真空ポンプと接続した例です。
デシケータには別売りの真空計を取り付けて
います。
下のQRコードから、真空デシケータを使用した
真空実験の動画もご覧ください。




お問合せ先

株式会社アルバック 規格品事業部


- 横浜支店 TEL 045-533-0205
- 大阪支店 TEL 06-6350-2166
- 名古屋支店 栄サイト TEL 052-249-5121
- 名古屋支店 岡崎サイト TEL 0564-65-2253

ULVAC

真空デシケーター分解図



接続ポート部



- 各接続ポートには好みの吸気口を取付可能
- ネジ+Oリング構造なので取付取り外し簡単でシール性も抜群、4-M20×P1

取り付け可能な吸気口



仕様表

容量	3.3 L
内寸	底面φ165×上面φ145×H175mm
到達圧力	13.3Pa以下 ※ 当社油回転ポンプ使用時
ベース ※標準	ポート1:ホースニップルφ9 ポート2:ホースニップルφ9 ポート3:封止栓 ポート4:封止栓 M4タップ:ピッチ146mm
材質	カバー:ポリカーボネート ベース:アルミ Oリング:FKM・FPM
質量	3.0 kg
使用雰囲気温度	0~80 °C
最大寸法	W225×L213×H235mm
付属品	バルブセット:ホース接続口φ9...2個 封止栓...2個 吸気管(KF16×M20オス×P1)...1個
オプション	シリコンホース・フレキシブルホース ブルドン管真空計:ADT型・AT型 各種吸気管・ガラスカバー
価格	¥98,000-

ブルドン管真空計




ADT型



AT型



ブルドン管真空計取付例



到達圧力-時間グラフ
圧力上昇(真空保持)グラフ